NORIKS FIT — kompresijska majica

Pripijena kompresija koja izglađuje siluetu i podupire uspravno držanje.



Tkanina	**Kompresijska pletenina s mikro-tkanim vlaknima**
Veličine	**S – 5XL prema tjelesnoj težini**
Nošenje	**4 – 10 sati dnevno, ispod odjeće**
Pranje	**Hladno, nježni program, bez omekšivača**
Sušenje	**Na zraku — sušilica uništava kompresiju**

U PAKIRANJU

- 1 kompresijska majica (prema odabranom paketu)

BRZI POČETAK

1. Odaberite veličinu prema tjelesnoj težini; za jaču kompresiju uzmite manji broj.
2. Majicu navucite odozdo prema gore, poravnavajući tkaninu dlanom.
3. Perite hladno i sušite na zraku — nikada u sušilici.

1. Odabir veličine

Veličina	Tjelesna težina
S	50 – 70 kg
M	70 – 90 kg
L	90 – 110 kg
XL	110 – 130 kg
2XL	130 – 150 kg
3XL	150 – 170 kg
4XL	170 – 190 kg
5XL	190 – 210 kg

> Veličinu birajte prema težini, ne prema broju obične majice. Između dvije veličine: manji broj daje jaču kompresiju, veći veću udobnost pri cjelodnevnom nošenju.

2. Oblačenje

1. Majicu zarolajte do ovratnika, kao čarapu.
2. Provucite glavu i ruke, zatim je odmotavajte prema dolje.
3. Dlanom poravnajte tkaninu od struka prema prsima da nigdje ne ostane nabor.
4. Donji rub povucite preko bokova — tako se majica ne rola prema gore.



Kompresija ravnomjerno izglađuje siluetu.



Razlika u držanju s majicom i bez nje.

3. Koliko dugo nositi

- Prvi dani: 3 – 4 sata dnevno, dok se ne naviknete na pritisak.
- Zatim: 8 – 10 sati, tijekom radnog dana.
- Ne spavajte u njoj — koža treba razdoblje bez kompresije.
- Za vidljiv učinak na držanje nosite je svakodnevno; prve promjene korisnici obično opisuju nakon otprilike dva tjedna.

4. Rješavanje problema

Što se događa	Uzrok	Rješenje
Majica se rola prema gore	Prekratka ili premala veličina	Povucite rub preko bokova; ako se ponavlja, uzmite veći broj
Otežano disanje pri sjedenju	Odabran premali broj	Prijeđite na veći broj — kompresija ne smije ograničavati dah
Kompresija je oslabila	Sušilica ili omekšivač	Perite hladno, bez omekšivača, sušite na zraku
Crvenilo ispod pazuha	Nabor tkanine ili predugo prvo nošenje	Poravnajte tkaninu i skratite nošenje na 3 – 4 sata

5. Pranje i njega

- Strojno pranje na hladnom, nježnom programu, izvrnuto naopako.
- Bez izbjeljivača i omekšivača.
- Ne sušiti u sušilici — sušite na zraku, položeno, kako bi se očuvala kompresija i oblik.
- Ne peglati.

6. Jamstvo, zamjena i povrat

- Povrat ili zamjenu možete zatražiti u roku od 30 dana od dostave.

- Proizvod mora biti nekorišten, nepran i u originalnom pakiranju, s priloženim računom.
- Troškove povratne dostave snosi kupac, osim ako je proizvod stigao oštećen ili je poslana kriva stavka.
- Povrat novca isplaćujemo na PayPal ili IBAN, u roku od 3 do 5 radnih dana od primitka pošiljke.
- Za povrat ili zamjenu pišite na info@noriks.com i navedite broj narudžbe.

Ako proizvod stigne oštećen ili s greškom u izradi, javite nam se odmah — takav slučaj rješavamo bez troška za vas.

NORIKS FIT je odjevni predmet za svakodnevnu potporu, a ne medicinski tretman. Ne postavlja dijagnozu i ne zamjenjuje savjet liječnika. Ako tegobe traju, jačaju ili se jave nakon ozljede, obratite se liječniku.